

Specificatii tehnice

CONTROLLER DE NEBULIZARE AEROGEN PRO X

Specific pentru conectare la ventilator invaziv/ non invaziv si echipamente de oxigenoterapie. Posibilitate de folosire ca atare, neconectat la alte echipamente, pentru pacientii care respira spontan. Configurare rapida si usoara care alimenteaza nebulizatorul de unic pacient. Functioneaza in mod continuu sau intermitent – timp de 30 minute. Are baterie cu durata de viata de 45 minute, pentru transferul pacientului in cadrul spitalului.

Indicatori de erori; indicator luminos pentru modul de 30 minute; indicator luminos mod continuu; indicator spre baterie; intrare cablu controller;

Intrare 9V c.c. Compatibil cu nebulizatoarele de unic pacient cu utilizare 28 zile.

Ambalare individuala. Marcaj CE.

Dr. OGUNDA IONELA GEORGIA
Medic Primar Neonatologie
Cod E40433